



ใน case pre-eclampsia routine Lab  
ระยะรอกคลอด

- CBC
- BUN ,Creatinine
- LFT
- เจาะ MgSo4 level หลังเริ่มให้ยา 2 ชม.

การเตรียม 50% MgSo4

ทาง  $\rightarrow$  50% MgSo4 4 gm.(4 amp) Dilute กับ water ให้ได้ 20 cc. ใส่ Syringe pump ปรับ rate 80 cc./hr (20 นาที)

ทาง IV push  $\rightarrow$  50% MgSo4 40gm.(40 amp)+ 5%D/W 920 cc. IV drip 50 cc./hr.